



关于检验科更改血沉采血管的通知

各临床科室:

目前我科使用的是传统魏氏法(手工)检测红细胞沉降率分析(血沉),检测耗时,结果影响因素较多,现改为利用特定蛋白仪进行检测,每单个上机检测时间为36秒,结果准确性有较大提高。新方法可满足大批量体检需求,也可以减少患者抽少一管血(可与血常规、CRP、SAA同管,即EDTA抗凝管)。之前血沉使用的枸橼酸钠抗凝管(黑色帽)将于2024年8月12日停止使用,更改为EDTA抗凝管(紫色管),请各临床科室按条码显示的采血管执行,谢谢配合!

联系电话: 2102762 (5762)

